

INSTRUCTION GUIDE/GEBRAUCHSANLEITUNG/NOTICE D'UTILISATION

EN

assembly instructions

1. Remove contents from box.
2. Lay seat upside down on a flat surface so the 4 leg receptacles are facing upward.
3. Insert first leg into the leg receptacle by depressing push pin. When the leg is in place, the brass push pin will extend out and lock the leg in place (Figure 1).
4. Repeat Step 3 for the remaining 3 legs.




figure 1

additional precautions


1. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
3. Ensure ALL screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
5. All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. DO NOT stand on chair.

NOTE: To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

DE

Montageanleitung

1. Nehmen Sie den Inhalt aus der Verpackung.
2. Legen Sie den Stuhl auf die Sitzfläche, so dass die vier Löcher für die Beine nach oben zeigen.
3. Stecken Sie das erste Bein in das Loch und drücken Sie den Bolzen hinein. Wenn das Bein eingesetzt wurde, steht der Messingbolzen hervor und sichert das Bein in seiner Position. (Abbildung 1)
4. Wiederholen Sie den Schritt für die restlichen drei Beine.



(Abbildung 1)

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

1. Prüfen Sie sämtliche Bauteile auf Transportschäden, bevor Sie mit der Montage beginnen. Sollten Sie Transportschäden finden, VERWENDEN SIE DIE BAUTEILE NICHT! Kontaktieren Sie Ihren Händler/Spediteur und bitten Sie um weitere Anweisungen.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Knöpfe zum Einstellen der Höhe in den richtigen Löchern jedes Beins stecken. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Beine fest in Position sind und eine gleichmäßige Höhe gewährleistet ist.
 3. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Schrauben und/oder Bolzen festgezogen sind.
 4. Überprüfen Sie die Gummipuffer an den Beinen nach Rissen, Verschleiß oder ob weiche fehlen. Sollten Sie Mängel finden, ersetzen Sie sie umgehend.
 5. Alle vier Beine und die Gummipuffer MÜSSEN den Boden jederzeit gleichzeitig berühren.
 6. Stehen Sie NICHT auf dem Stuhl.
- HINWEIS:** Um die Schönheit des Lacks zu bewahren, sollten Sie ihn mit einer milden Seife und warmen Wasser waschen. Wischen Sie den Badesitz nach jeder Nutzung trocken.

FR

instructions de montage

1. Retirez le contenu de la boîte.
2. Posez la chaise à l'envers sur une surface plane, de manière à ce que les quatre réceptacles des pattes pointent vers le haut.
3. Insérez une première patte dans un réceptacle en enfonceant le bouton-pression. Lorsque la patte est en place, le bouton de laiton sortira par un orifice du réceptacle de manière à bloquer la patte en place (illustration 1).
4. Répétez l'étape 3 pour les trois autres pattes.
5. Fixez le dossier à la chaise en enfonceant les deux tubes de support dans les réceptacles sous le siège. Les boutons de laiton sortiront par les orifices pour bloquer le dossier en place (illustration 2)







illustration 1

précautions supplémentaires

1. Avant l'assemblage, inspectez toutes les pièces pour vous assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. N'UTILISEZ PAS cet équipement si des pièces sont endommagées. Communiquez avec votre revendeur ou avec le service de livraison pour la marche à suivre.
 2. Assurez-vous que les boutons d'ajustement de hauteur sont en extension complète à travers les mêmes orifices sur les quatre pattes. Ceci garantit que les pattes sont bien bloquées et qu'elles sont à la même hauteur.
 3. Assurez-vous que toutes les vis, écrous et/ou boulons sont bien serrés.
 4. Vérifiez que les bouchons de caoutchouc au bout des pattes ne sont pas fissurés, usés, ou manquants. Remplacez immédiatement le ou les bouchons défectueux si de telles imperfections sont apparentes.
 5. Les quatre pattes et leur bouchon de caoutchouc doivent toucher le sol simultanément en tous temps.
 6. NE VOUS TENEZ PAS debout sur la chaise. précautions supplémentaires
- NOTA :** Pour maintenir la qualité du fini original, nettoyez à l'aide d'un savon doux et rincez à l'eau tiède. Essayez la chaise de baignoire après chaque usage.

PARTS LIST/STÜCKLISTE/PARTS LIST

A  2pcs	B  2pcs	C  1pc	D  2pcs
E  1pc	F  1pc		

ASSEMBLY/MONTAGE/ASSEMBLAGE

