




Kaffeemaschinen Reinigungstabs



Speziell für
PROFIS

- für vollen Aromagenuss
- leichte Dosierung
- für die kaffeeführenden Teile

EAN 4 000602 00669 7
Nur Standl EAN-Code Sc 0

Kaffeemaschinen
Reinigungstabs

Kaffeemaschinen
Reinigungstabs

Kaffeemaschinen
Reinigungstabs

Für professionelle • Kaffeemaschinen, Espressomaschinen
• Heißgetränkeautomaten • Thermobehälter

Das Spezialprodukt Kaffeemaschinen Reinigungstabs befreit professionelle Kaffeemaschinen, Espressomaschinen, Heißgetränkeautomaten und Thermobehälter von Verunreinigungen, wie Kaffeeölen und -fetten, die sich während des normalen Betriebes in allen kaffeeführenden Teilen (z.B. Filterhalter, Fließwegen, Glaskannen, Vorratsbehältern) absetzen und den Kaffee bitter und ranzig schmecken lassen.

Anwendung: Bei Vollautomaten mit Reinigungsprogramm:

Nach Vorschrift des Maschinenherstellers anwenden. Bei Vollautomaten mit und ohne Pulverfach, Siebträgergeräten und Thermobehältern bitte innenliegende Gebrauchsanweisung beachten. Geeignet für alle Profi-Maschinen, die ein Tablettengewicht von 1,6g benötigen. Maschine regelmäßig mit Dr. Becher Kalk Raus mit Farbindikator oder Entkalkungs- und Reinigungstabs entkalken.

3x10 Tabs à 1,6g e
Made in Germany

Gefahr



Kaffeemaschinen Reinigungstabs:
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit
Hydrogenperoxid (2:3), Pentakalium-
bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat).

H315 - Verursacht Hautreizungen H318 - Verursacht schwere Augenschäden P280 - Schutz-

handschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen

UFI: R8GT-G3V6-5GG1-HMAK

pH-Wert (10 %) 0 2 4 6 8 10 12 14

Hinweise: Kann alkaliempfindliche Materialien angreifen. Kühl und trocken lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhaltsstoffe:
15 - < 30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis;
5 - < 15 % Phosphonate.

2404

30 Tabs

Kompetenz aus Erfahrung seit 1896

Dr. Becher GmbH - D-30926 Seelze - Vor den Specken 3
Tel. +49-(0)5137/99 01-0 - www.drbecher.de

EAN 4 000602 00669 7
Nur Standl
EAN-Code Sc 0